



MAPs for CLINIC : インストール資材のダウンロード方法



目次

【インストール用の資材のダウンロード手順】	2
【補足】インストーラーのダウンロード時に表示されるメッセージの対応について	5
メッセージが表示される場合	5

【インストール用の資料のダウンロード手順】

事前に会員登録とお試し版のお申込みを済ませた状態で始めてください。

当サイト <https://mapsdirect.emsystems.co.jp/> のログイン画面で、メールでご案内した ID とパスワードを入力し、ログインします。



【MAPs】会員の仮登録メールに表示している
 (お客様の ID と仮のパスワード) でログインしてください。
 パスワードはログイン後に変更することも可能です。

この度は当サイトへ会員登録にお申込みいただきまして誠にありがとうございます。

お客様のIDと仮のパスワードは以下となります。

ID : `shirokuni@mapsdirect.em.jp`
仮のパスワード : `00000000`

ご本人様確認のため、下記URLへアクセスし、仮のパスワードでログインした後パスワード変更を行なってください。
 パスワード変更完了後、会員サービスがご利用いただけるようになります。
 URL : <https://mapsdirect.emsystems.co.jp/account/login>

【MAPs】会員の仮登録メールが届かない場合、迷惑メールに分類されている場合がありますので、迷惑メールフォルダを確認してみてください。



お客様のお試し版申込状況・お試し版
 インストール用資料の取得はこちら
 をクリックしてください。



ようこそ テストEMクリニック 大桐院 テスト 光三郎様 [ログアウト](#)

[注文申込一覧](#) [月額・購入状況一覧](#) [よくあるご質問](#) [お問い合わせ](#)

1つ前に戻る ホーム > お試し申込一覧

お試し申込一覧

下記の詳細をクリックいただくと、インストール用資材の取得画面が開きます。

施設名 ▼施設名を選択

施設名	商品名	最大同時接続数	状態	利用開始日	利用終了日	
テストEMクリニック 大桐院	MAPs for CLINIC月額利用料金_1セッション目	3	利用中	2020年04月04日	2020年05月04日	詳細

前へ戻る

お試し申込一覧の画面で、「詳細」を選択してください。



ようこそ テストEMクリニック 大桐院 テスト 光三郎様 [ログアウト](#)

[注文申込一覧](#) [月額・購入状況一覧](#) [よくあるご質問](#) [お問い合わせ](#)

1つ前に戻る ホーム > お試し申込一覧 > お試し申込詳細

お試し申込詳細

現在お申込みいただいている、お試し版の契約情報の確認・システムのダウンロードを行っていただくページです。
MAPsをお使いいただくために、下記の**まとめてダウンロードボタンをクリックしてダウンロードしてください。**
インストール手順につきましては、ダウンロードファイルに含まれている「かんたんインストールマニュアル」をご覧ください。
なお、インストール用資材は、1~4のボタンで個別にダウンロードすることもできます。

施設名 テストEMクリニック 大桐院

契約情報

商品名	利用開始日
MAPs for CLINIC月額利用料金_1セッション目	2020年04月04日

インストール資材のダウンロード方法については、こちらをご覧ください。

画面を下の方にスクロールしてください。



インストール用資材

初めての方はこちらからダウンロードしてください。

まとめてダウンロード

まとめてダウンロード



【1.かんたんインストールマニュアルダウンロード】

ファイルアイコンのボタンをクリックして、かんたんインストールマニュアルをダウンロードします。システムのインストールや初期設定の手順について、かんたんインストールマニュアルをご覧ください。



【2.クライアント証明書ダウンロード】

鍵アイコンのボタンをクリックして、システムの利用に必要なクライアント

システムをインストールするための手順書やインストーラーなどは、それぞれのボタンで個別にダウンロードすることもできます。

パスワード確認>>

【3.クライアント証明書パスワード確認】

パスワード確認>>のボタンをクリックすると、クライアント証明書ご登録いただいているメールアドレス宛にお送りいたします。

※ パスワードはメールでお送りいたします。

※ 当サイト会員以外の方（お申込みをされた方以外の方）は、会員の方にパスワードをご確認ください。

Maps.Clinic.exe

【4.システムダウンロード】

ファイル名のボタンをクリックして、システムのインストーラーをダウンロードします。

※ システムのインストーラーは、クライアント証明書と同じフォルダにダウンロードしてください。

MAPs起動時のID	admin	MAPsの初回起動時に、MAPsログイン画面のユーザID欄に入力してください。
MAPs起動時のパスワード	admin	MAPsの初回起動時に、MAPsログイン画面のパスワード欄に入力してください。
MAPs最大同時接続数	3	MAPsに同時にログインできるユーザー数です。


【補足】インストーラーのダウンロード時に表示されるメッセージの対応について

◆メッセージが表示される場合

インストーラーのファイル名 **MAPs.Clinic.exe** をクリックすると、インストーラーのダウンロードが始まります。

ダウンロードする際、下のような画面が表示される場合があります。

「操作」のボタンを押してください。



更に下の確認画面が表示された場合は、「その他のオプション」をクリックしてください。



展開した画面から「実行」をクリックしてください。



インストーラーのダウンロードが始まります。

インストールの手順は「かんたんインストールマニュアル」をご覧ください。