

MAPsシリーズの推奨スペックと確認方法について

【診療所様向け
レセコン・電子カルテ一体型システム】



【保険薬局様向け
レセコン・電子薬歴一体型システム】



システムを選んでクリックしてください

「MAPs for CLINIC」の推奨スペックは、次のとおりです。

パソコン 本体	CPU	システムの種類	メモリ容量	OS
	Intel社 Core i5（第8世代）以上	64ビット	8 GB 以上 （16GB以上推奨）	Windows11 Pro

液晶画面	解像度
	フルHD 1920×1080（縦横比 16 : 9） 以上

* ご利用機器の仕様確認方法は、
下記ボタンをクリックし、ご覧ください。



クリックしてください

■ OSについて

- ・Windowsのみの対応です（iOS、アンドロイドOSは対応いたしておりません）。
- ・Windows11 Pro版が推奨となります。お試し版でのご利用に限り、Home版もご利用いただけます。
- ・Windows10 Pro（64ビット）は、Aniversary Update（バージョン1607）以降が動作保証の対象となります。
- ・ARM社のCPUを搭載しているパソコンは動作いたしません。

「システムの種類」が「ARMベースのプロセッサ」になっている場合はARM社のCPUを搭載しています。



詳しい確認方法は次のページをご覧ください。

メニューに戻る 



CPU・メモリ等の確認方法

①スタートボタンを
右クリックしてください



②「システム」を
クリックしてください

① デバイスの仕様

デバイス名
完全なデバイス名
プロセッサ 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U 1.30 GHz

CPU情報

実装 RAM 16.0 GB

デバイス ID

プロダクト ID

システムの種類 64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ

メモリ容量 = システムの種類

《解 説》

■ Intel(R) Core(TM) i5-1235U

i5,i7,i9 ○ (推奨品)
I3,その他 × (非推奨品)

12XX...第12世代 ○ (推奨品)
10XX...第10世代 ○ (推奨品)
8XX...第 8世代 ○ (推奨品)

■ 実装RAM 8 GB 以上が推奨です

■ システム種類 64ビットオペレーティングシステム

対応表に戻る



画面の解像度の確認方法

①デスクトップ（パソコンの起動後に表示される画面）の、空いている場所で右クリックしてください。

②一覧から「ディスプレイ設定」を選択してください



ディスプレイ設定

拡大縮小とレイアウト

-  拡大/縮小
テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更します
-  ディスプレイの解像度
接続されているディスプレイに合うように解像度を調整する

▼印をクリックすると、解像度の一覧が表示されます。

100%以上の場合、画面が見切れる可能性があります。

100% ▼

1920 × 1080 (推奨) ▼



対応する解像度の一例です。
ここに「1920×1080」があればOKです。
お使いのディスプレイによって、表示される解像度が異なる場合がございます。

1920 × 1080 (推奨)

1680 × 1050

1600 × 900

1440 × 900

1400 × 1050


対応表に戻る






Windows バージョンの確認方法

①スタートボタンを
右クリックしてください



③画面を下へ
スクロールしてください



②「システム」を
クリックしてください

Windows の仕様

エディション

Windows 11 Pro

《解 説》

■エディション Windows11 Pro

Windows11 Pro

○ (推奨品)

Windows10

△ (可)

* お試し版に限り、Home版もご利用いただけます。

対応表に戻る



「MAPs for PHARMACY」の推奨スペックは、次のとおりです。

パソコン 本体	CPU	システムの種類	メモリ容量	OS
	Intel社 Core i3（第8世代）以上 （Core i5 以上をお勧め）	64ビット	8 GB 以上	Windows10 Pro（Homeも可）

液晶画面	解像度
	フルHD 1920×1080（縦横比 16 : 9） 以上 （スクエア画面の場合 1280×1024）

* ご利用機器の仕様確認方法は、
下記ボタンをクリックし、ご覧ください。



クリックしてください

■ストレージ（パソコン内部保存領域）について

- ・SSD（ソリッドステートドライブ）推奨とし、HDD（ハードディスクドライブ）は最低動作保証です。

■OSについて



- ・Windowsのみの対応です（iOS、アンドロイドOSは対応いたしておりません）。
- ・Windows10 Pro（64ビット）は、Aniversary Update（バージョン1607）以降が動作保証の対象となります。
- ・Windows8.1、Windows Server 2016、でもご利用いただく事は可能ですが、画面速度など低下する場合がございます。予めご了承ください。
- ・ARM版 Windows10は動作いたしません。ARM版Windows10の確認方法は、CPUの型式にてご確認ください。
CPUが「Microsoft SQ1」または「Qualcomm Snapdragon」の場合は、
ARM版 Windows10が搭載されています。

メニューに戻る 



CPU・メモリ等の確認方法

①スタートボタンを
右クリックしてください



②「システム」を
クリックしてください

① デバイスの仕様

デバイス名	CPU情報	
完全なデバイス名		
プロセッサ	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U	1.30 GHz
実装 RAM	16.0 GB	
デバイス ID		
プロダクト ID		
システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ	

メモリー容量

システムの種類

《解説》

■ Intel(R) Core(TM) i5-8300

I3,i5,i7,i9 ○ (推奨品)
その他 × (非推奨品)

9XXX...第9世代 ○ (推奨品)
8XXX...第8世代 ○ (推奨品)
7XXX...第7世代 × (非推奨品)

■ 実装RAM 8 GB 以上が推奨です

■ システム種類 64ビットオペレーティングシステム

対応表に戻る



画面の解像度の確認方法

①デスクトップ（パソコンの起動後に表示される画面）の、空いている場所で右クリックしてください。

ディスプレイ設定

拡大縮小とレイアウト

拡大/縮小
テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更します

100% >

ディスプレイの解像度
接続されているディスプレイに合うように解像度を調整する

✓印をクリックすると、解像度の一覧が表示されます。

1920 × 1080 (推奨) >

②一覧から「ディスプレイ設定」を選択してください



対応する解像度の一例です。
ここに「1920×1080」があればOKです。
お使いのディスプレイによって、表示される解像度が異なる場合がございます。




対応表に戻る




Windows バージョンの確認方法

①スタートボタンを
右クリックしてください



③画面を下へ
スクロールしてください



②「システム」を
クリックしてください

Windows の仕様

エディション	Windows 11 Pro
バージョン	23H2

《解 説》

■エディション Windows10 Pro（またはHome）

Windows10 Pro（またはHome） ○（推奨品）
Windows8.1 △（可）

■バージョン 1607 以上

旧バージョンの場合は、WindowsUpdateを行ってください。

* アップデートの操作方法は、メーカーへご確認ください。

対応表に戻る

